


인간 Nat10에 대한 토끼 단일클론 항체, 세포 내 유세포 분석용 - Q9H0A0

품목 번호: CM0010277



소개

세포 내 유세포 분석을 위해 인간 NAT10을 표적으로 하는 결합 토끼 단일클론 항체입니다. NAT10은 mRNA 안정성, 번역 및 18S rRNA 가공을 조절하는 RNA 시티딘 아세틸전이효소로, 이 항체는 핵소체 기능 및 RNA 변형 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	인간 NAT10에 대한 토끼 mAb
비고/별칭	ALP; Kre33; NET43
종	인간
유전자 ID(인간)	55226
유전자 ID	55226
면역원	인간 NAT10(Q9H0A0)의 아미노산 750~1025에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
숙주	토끼
카테고리	단일클론 항체
적용 분야	FC(세포 내)
교차 반응성	인간
SWISS	Q9H0A0
단백질 분자량	116 kDa
배송	얼음팩