

Rabbit Anti-Human Nectin-1/Cd111 Mab For Fc - Q15223

품목 번호: CM0009579



소개

로 접합된 인간 Nectin-1/CD111을 표적하는 토끼 단일클론 항체로, 세포 접착 분자이자 헤르페스바이러스 진입 수용체입니다. 유세포 분석에 대해 검증되어 신경 발달 및 바이러스 병원 연구를 용이하게 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human Nectin-1/CD111 mAb
비고/별칭	ED4; PRR; HlgR; HV1S; HVEC; OFC7; PRR1; PVRR; CD111; PVRL1; PVRR1; SK-12; CLPED1; nectin-1
종	인간
유전자 ID (인간)	5818
유전자 ID	5818
면역원	재조합 단백질 인간 Nectin-1/CD111의 아미노산 1-334에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_002846.3)
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	Q15223
단백질 분자량	57kDa/51kDa/39kDa
배송	아이스백