

토끼 항-인간 Nectin-1/Cd111 단일클론 항체 (Fc용) - Q15223

품목 번호: CM0005282



소개

유세포 분석(Flow cytometry)을 위한 접합 토끼 항-인간 Nectin-1/Cd111 단일클론 항체입니다. 인간 샘플에 대해 검증되었으며, 57/51/39 kDa 단백질을 인식합니다. 세포 부착, 신경 발달 및 바이러스 침입 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-인간 Nectin-1/Cd111 mAb
비고/별칭	ED4; PRR; HIGR; HVIS; HVEC; OFC7; PRR1; PVRR; CD111; PVRL1; PVRL1; SK-12; CLPEDI; nectin-1
종	인간
유전자 ID (인간)	5818
유전자 ID	5818
면역원	재조합 단백질 / 인간 Nectin-1/Cd111의 1-334 아미노산 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질 (NP_002846.3).
출처	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	Q15223
단백질 중량	57kDa/51kDa/39kDa
배송	아이스팩