

토끼 항-인간 Nectin-4 단일클론 항체(Fc용) - Q96Ny8

품목 번호: CM0007741



소개

인간 Nectin-4(PVRL4)를 표적으로 하는 접합 토끼 단일클론 항체로, 유세포 분석(FC) 검증이 완료되었습니다. 세포 접착, 유방암 및 홍역 바이러스 수용체 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-인간 Nectin-4 mAb
비고/별칭	LNIR; PRR4; EDSS1; PVRL4; nectin-4
종	인간
GeneID(인간)	81607
면역원	인간 Nectin-4의 아미노산 32-146에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_112178.2).
숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	Q96NY8
단백질 중량	24kDa/55kDa
배송	아이스백