

유동세포계측법용 인간 넥틴-4 단클론 항체 (토끼 유래) - Q96Ny8

품목 번호: CM0010567



소개

인간 넥틴-4에 대한 접합 토끼 단클론 항체로, 유동세포계측법에서 검증되었습니다. 인간 시료와 반응하며 암 연구 및 홍역 바이러스 수용체 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 유래 인간 항-Nectin-4 단클론 항체
비고/별칭	LNIR; PRR4; EDSS1; PVRL4; nectin-4
반응 종	인간
유전자 ID	81607
면역원	인간 넥틴-4(NP_112178.2)의 아미노산 32-146번 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
유래	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (유동세포계측법)
교차 반응성	인간
SWISS 프로트 ID	Q96NY8
단백질 분자량	24kDa/55kDa
배송 방식	아이스 팩