

Rabbit Anti-Human Ng2 단일클론 항체(Fc용) - Q6Uvk1

품목 번호: CM0009846



소개

유세포 분석용 Rabbit anti-Human NG2 단일클론 항체(클론 미지정). 세포 이동과 증식에 관여하는 인간 콘드로이틴 황산 프로테오글리칸 NG2와 반응합니다. 종양학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human NG2 mAb
비고/별칭	NG2; MCSP; MCSPG; MSK16; CSPG4A; HMW-MAA; MEL-CSPG
종	인간
GeneID (인간)	1464
GeneID	1464
면역원	인간 NG2의 아미노산 1583-2224에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_001888.2)
항체 유래	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	유세포 분석(FC)
교차 반응성	인간
SWISS	Q6UVK1
단백질 분자량	251kDa
배송 조건	아이스팩