

인간 Nt5E/Cd73 토끼 단클론 항체 (유세포 측정용) - P21589

품목 번호: CM0012408



소개

인간 NT5E/CD73를 표적으로 하는 접합 토끼 단클론 항체로, 유세포 측정(FC)에서 검증되었습니다. AMP를 가수분해하는 GPI 고정 막 효소인 엑토-5'-뉴클레오티다제를 표적으로 합니다. 면역종양학 및 뉴클레오티드 대사 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	인간 NT5E/CD73 토끼 단클론 항체
비고/별칭	NT; eN; NT5; NTE; eNT; CD73; E5NT; CALJA
반응 종	인간
유전자 ID (인간)	4907
유전자 ID	4907
면역원	인간 NT5E/CD73 (NP_002517.1)의 아미노산 27-547번 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P21589
단백질 분자량	63kDa
배송	아이스 팩