


Rabbit Anti-Human Opn1Lw/Opn1Mw Mab For Flow Cytometry - P04000 / P04001

품목 번호: CM0007862



소개

유세포분석(Flow Cytometry)에 검증된, 인간 OPN1LW 및 OPN1MW를 표적하는 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 원뿔 광수용체 기능 및 적색/녹색 색각 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human OPN1LW/OPN1MW mAb
비고/별칭	CBP; RCP; ROP; CBBM; COD5; CBD; GCP; GOP; OPN1MW1
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	5956/2652
GeneID	5956/2652
면역원(Immunogen)	인간 OPN1LW/OPN1MW (NP_064445.2)의 아미노산 1-48에 해당하는 서열을 포함하는 재조합-융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	FC
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	P04000/P04001
단백질 분자량	40kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)