


토끼 항인간 Opn1Lw/Opn1Mw 단클론 항체 - P04000 / P04001

품목 번호: CM0011623



소개

유세포 측정법용 인간 OPN1LW/OPN1MW 옵신을 표적으로 하는 고성능 접합 토끼 단클론 항체입니다. 색각 및 광수용체 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항인간 OPN1LW/OPN1MW 단클론 항체
비고/별칭	CBP; RCP; ROP; CBBM; COD5; CBD; GCP; GOP; OPN1MW1
종	인간
유전자ID (인간)	5956/2652
유전자ID	5956/2652
면역원	인간 OPN1LW/OPN1MW (NP_064445.2)의 아미노산 1-48에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P04000/P04001
단백질 분자량	40kDa
배송 방식	아이스백