


유세포 분석용 Rabbit Anti-Human Opn1Lw/Opn1Mw 단일클론 항체 - P04000 / P04001

품목 번호: CM0004115



소개

유세포 분석용 로 접합된 토끼 유래 인간 OPN1LW/OPN1MW 단일클론 항체입니다. 적색 감지(OPN1LW) 및 녹색 감지(OPN1MW) 원추체 옵신을 표적으로 하며, 망막 연구 및 색각 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human OPN1LW/OPN1MW mAb
비고/별칭	CBP; RCP; ROP; CBBM; COD5; CBD; GCP; GOP; OPN1MW1
종	인간
GeneID (인간)	5956/2652
GeneID	5956/2652
면역원	인간 OPN1LW/OPN1MW (NP_064445.2)의 아미노산 1-48 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
분류	단일클론 항체
응용 분야	FC (유세포 분석)
교차 반응성	인간
SWISS	P04000/P04001
단백질 분자량	40kDa
배송	아이스백