


Rabbit Anti-Human P-Cadherin Mab - P22223

품목 번호: CM0010429



소개

유세포 분석용 인간 P-카드헤린(CDH3)에 대한 결합
토끼 단일클론 항체. 상피 조직 및 암종에서 인간 P-
카드헤린을 검출하며, 세포 부착 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human P-cadherin mAb
비고/별칭	CDHP; HJMD; PCAD
종(Species)	Human
유전자 ID	1001
면역원(Immunogen)	인간 P-카드헤린(NP_001784.2)의 아미노산 108-654에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	단일클론 항체
응용(Application)	FC
교차 반응성	Human
SWISS	P22223
단백질 분자량	87kDa/91kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)