


유세포 분석용 인간 P-카데린 단일클론 항체 토끼 유래 - P22223

품목 번호: CM0010499



소개

인간 P-카데린(CDH3)에 대한 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 재조합 면역원 (아미노산 108-654). 유세포 분석에서 검증되었습니다. 세포 접착 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 유래 인간 P-카데린 단일클론 항체
비고/별칭	CDHP; HJMD; PCAD
반응 종	인간
유전자 ID	1001
면역원	인간 P-카데린(NP_001784.2)의 아미노산 108-654에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
유래	토끼
카테고리	단일클론 항체
적용 분야	유세포 분석(FC)
교차 반응성	인간
SWISS	P22223
단백질 분자량	87kDa/91kDa
배송 방법	아이스 팩