


유세포분석용 토끼 항인간 P-카데린 단클론 항체 - P22223

품목 번호: CM0009580



소개

유세포분석용으로 인간 P-카데린(CDH3)을 표적으로 하는 접합 토끼 단클론 항체입니다. 상피 조직과 암종 세포에서 카데린-3을 인식하며, 세포 접착 및 암 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항인간 P-카데린 mAb
비고/별칭	CDHP; HJMD; PCAD
종	인간
유전자ID	1001
면역원	재조합 단백질: 인간 P-카데린(NP_001784.2)의 아미노산 108-654에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (유세포분석)
교차 반응성	인간
SWISS	P22223
단백질 분자량	87kDa/91kDa
배송 방식	아이스 팩