

## 세포 내 유세포 분석용 Rabbit Anti-Human P4HB 단일클론항체 - P07237

품목 번호: CM0009674



### 소개

인간 P4HB(단백질 디설파이드 이성질화효소)를 표적으로 하는 로 접합된 토끼 단일클론항체입니다. 세포 내 유세포 분석에 검증되었으며, 57 kDa 단백질을 검출합니다. 단백질 접힘 및 소포체 스트레스 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 제품명         | Rabbit anti-Human P4HB mAb                                               |
| 비고/별칭       | DSI; GIT; PDI; PHDB; PDIA1; PO4DB; PO4HB; PROHB; CLCRP1; ERBA2L; P4Hbeta |
| 종           | 인간                                                                       |
| 유전자 ID (인간) | 5034                                                                     |
| 면역원         | 인간 P4HB (NP_000909.2)의 아미노산 329-508 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질.                 |
| 원천          | 토끼                                                                       |
| 분류          | 단일클론항체                                                                   |
| 적용 분야       | FC (세포 내)                                                                |
| 교차 반응성      | 인간                                                                       |
| SWISS       | P07237                                                                   |
| 단백질 분자량     | 57kDa                                                                    |
| 배송          | 아이스백                                                                     |