

유세포측정용 토끼 항인간 Pcsk9 단클론 항체 - Q8Nbp7

품목 번호: CM0012644



소개

인간 PCSK9(Q8NBP7)를 표적으로 하는 접합 토끼 단클론 항체입니다. 세포내 유세포측정 응용 분야에서 검증되었습니다. 인간 PCSK9의 31-692 아미노산에 해당하는 재조합 면역원을 사용했으며, 콜레스테롤 대사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항인간 PCSK9 mAb
비고/별칭	FH3; PC9; FHCL3; NARC1; LDLCQ1; NARC-1; HCHOLA3
반응 종	인간
인간 유전자ID	255738
유전자ID	255738
면역원	재조합 단백질 인간 PCSK9(NP_777596.2)의 31-692 아미노산 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질
유래	토끼
카테고리	단클론 항체
응용 분야	FC (세포내)
교차 반응성	인간
SWISS	Q8NBP7
단백질 분자량	74kDa
배송 방식	아이스팩