

Rabbit Anti-Human Pd-L1/Cd274 Monoclonal Antibody For Fc - Q9Nzq7

품목 번호: CM0007976



소개

접합 토끼 단일클론 항체로, 인간 PD-L1/CD274 (B7-H1, PDL1)를 표적합니다. 유세포분석(FC) 용도로 검증되었습니다. 면역 관문 연구 및 종양 면역학 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human PD-L1/CD274 mAb
비고/별칭	B7-H; B7H1; PDL1; PD-L1; hPD-L1; PDCD1L1; PDCD1LG1
종(Species)	Human
유전자 ID (인간)	29126
유전자 ID	29126
면역원(Immunogen)	인간 PD-L1/CD274 (Q9NZQ7)의 아미노산 1-290에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	단일클론 항체
응용(Application)	FC
교차 반응성	Human
SWISS	Q9NZQ7
단백질 분자량	33kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)