


토끼 항인간 포스포-Pi3K P85A (Y467)/P85B (Y464)/P55 Γ (Y199) 단클론 항체 (세포내 유세포 분석용) - P27986 / O00459 / Q92569

품목 번호: CM0001539



소개

인산화된 PI3K 조절 서브유닛 p85 α (Y467), p85 β (Y464) 및 p55 γ (Y199)에 특이적으로 결합하는 접합 토끼 단클론 항체입니다. 인간 샘플에서 PI3K/AKT 신호전달을 분석하기 위한 세포내 유세포 분석에서 검증되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항인간 포스포-PI3KP85 α -Y467+P85 β -Y464+P55 γ -Y199 단클론 항체
비고/별칭	PIK3R1/PIK3R2/PIK3R3
종	인간
유전자 ID (인간)	5295/5296/8503
유전자 ID	5295/5296/8503
면역원	합성 펩타이드
유래	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	FC (세포내)
교차 반응성	인간
SWISS	P27986/O00459/Q92569
단백질 분자량	42-54kDa/81-84kDa
배송	아이스백