


세포내 유세포 측정용 토끼 항인간 포스포-Pi3K P85A (Y467)/P85B (Y464)/P55γ (Y199) 단클론 항체 - P27986 / O00459 / Q92569

품목 번호: CM0001362



소개

인산화된 PI3K 조절 서브유닛 p85α (Y467), p85β (Y464) 및 p55γ (Y199)를 표적으로 하는 접합 토끼 단클론 항체입니다. 세포내 유세포 측정에서 검증되었으며 인간 세포의 PI3K/AKT 신호 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항인간 포스포-PI3KP85α-Y467+P85β-Y464+P55γ-Y199 단클론 항체
비고/별칭	PIK3R1/PIK3R2/PIK3R3
반응 종	인간
유전자ID (인간)	5295/5296/8503
유전자ID	5295/5296/8503
면역원	합성 펩타이드 - 인간 PI3KP85α (NP_852664.1)의 Y467 주변 합성 인산화 펩타이드
기원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	FC (세포내)
교차 반응성	인간
SWISS	P27986/O00459/Q92569
단백질 분자량	42-54kDa/81-84kDa
배송 방식	아이스 팩