


토끼 항인간 포스포-Pi3Kp85A-Y467+P85B-Y464+P55γ-Y199 Mab - P27986 / O00459 / Q92569

품목 번호: CM0001913



소개

인간 포스포-PI3K p85α(Y467), p85β(Y464) 및 p55γ(Y199)에 대한 접합 토끼 단클론 항체입니다. 세포내 유세포분석(FC)에서 검증되었습니다. 인간 샘플에서 PI3K/AKT 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항인간 포스포-PI3Kp85α-Y467+P85β-Y464+P55γ-Y199 mAb
비고/별칭	PIK3R1/PIK3R2/PIK3R3
종	인간
유전자ID (인간)	5295/5296/8503
유전자ID	5295/5296/8503
면역원	합성 펩타이드 / 인간 PI3Kp85α Y467(NP_852664.1) 주변의 합성 인산화 펩타이드
기원	토끼
카테고리	인산화 항체
적용 분야	FC (세포내)
교차 반응성	인간
SWISS	P27986/O00459/Q92569
단백질 분자량	42-54kDa/81-84kDa
배송	아이스백