

Rabbit Anti-Human Plzf Monoclonal Antibody For Intracellular Flow Cytometry - Q05516

품목 번호: CM0012302



소개

접합 토끼 단일클론 항체로, 골수계 세포 분화에 관여하는 전사 억제 인자인 인간 PLZF (ZBTB16)를 표적합니다. 세포 내 유세포 분석(intracellular flow cytometry)에 대해 검증되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

| 매개변수                     | 값                                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 제품명                      | Rabbit anti-Human PLZF mAb                                   |
| 비고/별칭                    | PLZF; ZNF145                                                 |
| 종(Species)               | Human (인간)                                                   |
| 유전자 ID (인간)              | 7704                                                         |
| 면역원(Immunogen)           | 인간 PLZF (NP_005997.2)의 아미노산 6-137에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질. |
| 공급원(Source)              | Rabbit (토끼)                                                  |
| 카테고리                     | Monoclonal Antibodies (단일클론 항체)                              |
| 애플리케이션(Application)      | FC (intra) (세포 내 유세포 분석)                                     |
| 교차 반응성(Cross Reactivity) | Human (인간)                                                   |
| SWISS                    | Q05516                                                       |
| 단백질 분자량                  | 74kDa                                                        |
| 배송(Shipping)             | 아이스백 (Ice bag)                                               |