

Rabbit Anti-Human Plzf Monoclonal Antibody For Intracellular Flow Cytometry - Q05516

품목 번호: CM0009307



소개

접합 토끼 단일클론 항체로 인간 PLZF (ZBTB16)를 표적합니다. 세포 내 유세포 분석에 대해 검증되었습니다. 반응성: 인간. 전사 억제 및 골수계 세포 분화 메커니즘을 탐구하세요.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	Rabbit anti-Human PLZF mAb
비고/별칭	PLZF; ZNF145
종(Species)	인간
유전자 ID	7704
면역원	인간 PLZF의 아미노산 6-137을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용	FC (intra)
교차 반응성	인간
SWISS	Q05516
단백질 분자량	74kDa
배송	아이스 팩