

토끼 항-인간 Podoplanin 단일클론 항체(Fc용) - Q86Y17

품목 번호: CM0009632



소개

인간 Podoplanin(PDPN)에 대한 결합 토끼 단일클론 항체로, 유세포 분석에 대해 검증되었습니다. 세포 이동, 접착, 림프계 생물학 및 종양 진행 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	토끼 항-인간 Podoplanin mAb
비고/별칭	PDPN; AGGRUS; GP36; GP40; Gp38; HT1A-1; OTS8; PA2.26; T1A; T1A-2; T1A2; T11A; podoplanin
종	인간
GeneID	10630
면역원	인간 Podoplanin(NM_006474.5)의 아미노산 21~123번에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질
숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	Q86YL7
단백질 중량	12kDa/16kDa/18kDa/24kDa
배송	아이스팩