


Rabbit Anti-Human Podoplanin Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - Q86YL7

품목 번호: CM0012330



소개

접합 토끼 단일클론 항체로, 인간 Podoplanin (PDPN/Aggrus/Gp36)을 타겟으로 합니다. 유세포 분석(Flow cytometry) 및 인간 교차 반응성에 대해 검증되었습니다. 암 생물학, 림프계, 및 세포 부착 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human Podoplanin mAb
비고/별칭	PDPN; AGGRUS; GP36; GP40; Gp38; HT1A-1; OTS8; PA2.26; T1A; T1A-2; T1A2; T11A; podoplanin
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	10630
GeneID	10630
면역원(Immunogen)	인간(인간) Podoplanin (NM_006474.5)의 아미노산 21-123에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	FC
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	Q86YL7
단백질 분자량	12kDa/16kDa/18kDa/24kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)