


Rabbit Anti-Human Rankankl/Cd254 Mab - O14788

품목 번호: CM0010352



소개

세포 내 유세포 분석(Flow Cytometry)을 위한 인간 RANKL/CD254를 표적하는 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 파골세포 분화, 골 대사 및 T세포/수지상세포 상호작용을 연구하는 데 필수적인 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human RANKL/CD254 mAb
비고/별칭	ODF; OPGL; sOdf; CD254; OPTB2; RANKL; TNLG6B; TRANCE; hRANKL2
종(Species)	Human (인간)
유전자 ID (인간)	8600
유전자 ID	8600
항원(Immunogen)	인간 RANKL/CD254 (NP_003692.1)의 아미노산 136-317에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	FC (intra) (세포 내 유세포 분석)
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human (인간)
SWISS	O14788
단백질 분자량	27kDa/30kDa/35kDa
운송(Shipping)	아이스 팩 (Ice bag)