


유세포 분석용 토끼 항인간 Ror1 단클론 항체 - Q01973

품목 번호: CM0009077



소개

인간 ROR1 세포외 도메인(aa 24-403)을 표적으로 하는 접합 토끼 단클론 항체입니다. 유세포 분석에 대해 검증되었습니다. 암, 신경생물학 및 신호 전달 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항인간 ROR1 mAb
비고/별칭	NTRKR1; dJ537F10.1
종	인간
유전자 ID	4919
면역원	인간 ROR1 (NP_005003.2)의 아미노산 24-403에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
소스	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC(유세포 분석)
교차 반응성	인간
SWISS	Q01973
단백질 분자량	104kDa
배송	아이스 팩