


Rabbit Anti-Human Ror1 단일클론항체 - 유세포분석용 - Q01973

품목 번호: CM0008137



소개

인간 ROR1을 표적으로 하는 컨주게이트 토끼 단일클론항체로, 유세포분석에 대해 검증되었습니다. 인간 ROR1에 특이적이며, 104kDa 단백질을 검출합니다. Wnt 신호전달 및 암 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Rabbit anti-Human ROR1 mAb
비고/별칭	NTRKR1; dJ537F10.1
종	인간
GeneID (인간)	4919
GeneID	4919
면역원	인간 ROR1 (NP_005003.2)의 아미노산 24-403에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론항체
응용	FC (유세포분석)
교차반응성	인간
SWISS	Q01973
단백질 분자량	104kDa
배송	아이스백