

인간 Siglec-8 토끼 단클론 항체 (Fc용) - Q9Nyz4

품목 번호: CM0011688



소개

인간 Siglec-8(SAF-2)을 표적으로 하는 접합 토끼 단클론 항체입니다. 유세포 분석에서 검증이 완료된 제품으로, 호산구, 호염기구, 비만세포에 존재하는 44-54 kDa 막 렉틴을 검출합니다. 면역표현형 분석 및 알레르기 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항-인간 Siglec-8 단클론 항체
비고/별칭	SAF2; SIGLEC-8; SIGLEC8L
반응 종	인간
유전자 ID	27181 (인간)
면역원	인간 Siglec-8(NP_055257.2)의 아미노산 17-363번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
유래	토끼
분류	단클론 항체
적용 분야	FC (유세포 분석)
교차 반응성	인간
SWISS	Q9NYZ4
단백질 분자량	44kDa/46kDa/54kDa
배송 방식	아이스 팩