


유세포 측정용 토끼 항인간 Siglec-8 단클론 항체 - Q9Nyz4

품목 번호: CM0011361



소개

인간 Siglec-8을 표적으로 하는 고품질 접합 토끼 단클론 항체입니다. 유세포 측정 응용 분야에 특화되어 있으며 호산구, 비만 세포 및 호염기구 생물학 연구에 이상적입니다. 인간 샘플에 대한 반응성이 확인되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항인간 Siglec-8 mAb
비고/별칭	SAF2; SIGLEC-8; SIGLEC8L
종	인간
유전자ID (인간)	27181
유전자ID	27181
면역원	인간 Siglec-8 (NP_055257.2)의 아미노산 17-363에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
응용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	Q9NYZ4
단백질 분자량	44kDa/46kDa/54kDa
배송 방법	아이스백