


## 유세포분석용 토끼 항인간 Siglec-8 단클론 항체 - Q9Nyz4

품목 번호: CM0011530



### 소개

인간 Siglec-8(Q9NYZ4)을 표적으로 하는 접합 토끼 단클론 항체로, 유세포분석에서 검증되었습니다. 호염기구, 비만세포 및 호산구에서 Siglec-8을 특이적으로 검출합니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 파라미터    | 값                                                               |
|---------|-----------------------------------------------------------------|
| 제품명     | 토끼 항인간 Siglec-8 mAb                                             |
| 비고/별칭   | SIGLEC8, SAF2, SIGLEC-8, SIGLEC8L, 시알산 결합 Ig 유사 력틴 8            |
| 종       | 인간                                                              |
| 유전자 ID  | 27181                                                           |
| 면역원     | 인간 Siglec-8(NP_055257.2)의 아미노산 17-363에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 공급원     | 토끼                                                              |
| 카테고리    | 단클론 항체                                                          |
| 적용 분야   | FC(유세포분석)                                                       |
| 교차 반응성  | 인간                                                              |
| SWISS   | Q9NYZ4                                                          |
| 단백질 분자량 | 44kDa/46kDa/54kDa                                               |
| 배송      | 아이스 팩                                                           |