

유세포측정용 토끼 항인간 Siglec-8 단클론 항체 - Q9Nyz4

품목 번호: CM0009340



소개

인간 Siglec-8(SAF-2)을 표적으로 하는 접합 토끼 단클론 항체입니다. 호산구, 호염기구 및 비만세포를 검출하기 위해 유세포측정용으로 설계되었습니다. 재조합 면역원은 높은 특이성을 보장합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항인간 Siglec-8 mAb
비고/별칭	SAF2; SIGLEC-8; SIGLEC8L
종	인간
유전자ID	27181 (인간)
면역원	재조합 단백질 (인간 Siglec-8의 아미노산 17-363번, NP_055257.2)
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC(유세포측정)
교차 반응성	인간
SWISS	Q9NYZ4
단백질 분자량	44kDa/46kDa/54kDa
배송 방법	아이스 팩