

토끼 항-인간 Siglec9 단일클론 항체(유세포분석용) - Q9Y336

품목 번호: CM0009499

소개

유세포분석용 결합 토끼 항-인간 SIGLEC9 단일클론 항체. 인간 호중구 및 단핵구에서 CD329를 검출합니다. 재조합 면역원; 단백질 분자량 50-52 kDa.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-인간 SIGLEC9 mAb
비고/별칭	CD329; CDw329; FOAP-9; siglec-9; OBBP-LIKE
종	인간
유전자 ID	27180 (인간)
면역원	인간 SIGLEC9의 아미노산 18-348에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_055256.1).
숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	Q9Y336
단백질 분자량	50kDa, 52kDa
배송	아이스팩