

토끼 항인간 Syk Mab, Fc(세포내)용 - P43405

품목 번호: CM0006253



소개

인간 Syk(p72-Syk)를 표적으로 하는 접합 토끼 단클론 항체입니다. 세포내 유세포 분석용으로 설계되었으며 B세포 수용체 신호 전달, 선천성 면역 및 혈소판 활성화 경로 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항인간 Syk mAb
비고/별칭	IMD82; p72-Syk
반응 종	인간
유전자ID (인간)	6850
유전자ID	6850
면역원	합성 펩타이드 인간 Syk(NP_003168.2)의 아미노산 251-350 영역 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
생산 기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (세포내)
교차 반응성	인간
SWISS	P43405
단백질 분자량	72kDa/70kDa
배송 방식	아이스 팩