

토끼 항-인간 Syk 단일클론 항체, Fc (세포 내)용 - P43405

품목 번호: CM0010992



소개

인간 티로신-단백질 키나아제 SYK(p72-Syk)를 표적으로 하는 결합 토끼 단일클론 항체입니다. 인간 샘플의 세포 내 유세포분석에 대해 검증되었습니다. B세포 수용체 신호전달 및 선천면역 연구에 필수적입니다. UniProt P43405.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-인간 Syk mAb
비고/별칭	IMD82; p72-Syk
종	인간
유전자 ID (인간)	6850
유전자 ID	6850
면역원	인간 Syk(NP_003168.2)의 아미노산 251-350 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
출처	토끼
분류	단일클론 항체
적용	FC (세포 내)
교차 반응성	인간
SWISS	P43405
단백질 분자량	72kDa/70kDa
배송	아이스팩