

세포내 유세포 분석용 토끼 항인간 Syk 단클론 항체 - P43405

품목 번호: CM0011130



소개

에 접합된 인간 Syk(비장 티로신 키나아제)에 대한 토끼 단클론 항체입니다. 인간 샘플의 세포내 유세포 분석(FC)에 적합합니다. Syk는 B세포 수용체 신호 전달 및 면역 반응에서 핵심적인 비수용체 키나아제입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항인간 Syk mAb
비고/별칭	IMD82; p72-Syk
반응 종	인간
유전자ID (인간)	6850
유전자ID	6850
면역원	합성 펩타이드 인간 Syk (NP_003168.2)의 아미노산 251-350번 영역 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (세포내)
교차 반응성	인간
SWISS	P43405
단백질 분자량	72kDa/70kDa
배송 방식	아이스 팩