

토끼 항인간 Syndecan 4 단클론 항체 (Fc용) - P31431

품목 번호: CM0010381



소개

토끼 항인간 Syndecan 4 단클론 항체, FC 검증 완료. 엑소좀 생성을 조절하는 세포 표면 프로테오글리칸인 인간 Syndecan-4(SYND4)를 인식합니다. 재조합 면역원 사용. 유세포 분석에 최적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항인간 Syndecan 4 mAb
비고/별칭	SYND4
반응 종	인간
GeneID	6385
면역원	인간 Syndecan 4(NP_002990.2)의 아미노산 19-145에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P31431
단백질 분자량	22kDa
배송 방식	아이스 팩