

유세포 측정용 토끼 항인간 T-Bet/Tbx21 단클론 항체 - Q9UL17

품목 번호: CM0011625

소개

인간 T-bet/Tbx21에 대한 접합 토끼 단클론 항체로, 세포내 유세포 측정에 대해 검증되었습니다. Th1 세포 분화 연구, 면역 표현형 분석 및 전사인자 분석에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항인간 T-bet/Tbx21 mAb
비고/별칭	TBX21; T-PET; T-bet; TBET; TBLYM; T-box 21
종	인간
유전자 ID (인간)	30009
유전자 ID	30009
면역원	인간 T-bet/Tbx21 (NP_037483.1)의 아미노산 322-535에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (세포내)
교차 반응성	인간
SWISS	Q9UL17
단백질 분자량	58kDa
배송	아이스 팩