

Rabbit Anti-Human T-Bet/Tbx21 Monoclonal Antibody For Intracellular Flow Cytometry - Q9UL17

품목 번호: CM0004218

소개

접합 토끼 단일클론 항체로, 인간 T-bet/Tbx21 (Q9UL17)를 표적합니다. 세포 내 유세포 분석에 대해 검증되었으며, Th1 세포 계열 분석 및 면역 반응 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human T-bet/Tbx21 mAb
비고/별칭	TBX21; T-PET; T-bet; TBET; TBLYM; T-box 21
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	30009
항원(Immunogen)	인간 T-bet/Tbx21 (NP_037483.1)의 아미노산 322-535에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	FC (intra)
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	Q9UL17
단백질 분자량	58kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)