


유세포 분석용 Rabbit Anti-Human Tigit 단일클론 항체 - Q495A1

품목 번호: CM0010639



소개

로 접합된 인간 TIGIT (Q495A1)에 대한 토끼 단일클론 항체로, 유세포 분석에 검증되었습니다. 면역 체크포인트 연구, T세포 및 NK 세포 억제 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human TIGIT mAb
비고/별칭	VSIG9; VSTM3; WUCAM
종	인간
유전자 ID (인간)	201633
면역원	인간 TIGIT (NP_776160.2)의 아미노산 22-141에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 단백질 또는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	FC (유세포 분석)
교차 반응성	인간
SWISS	Q495A1
단백질 분자량	18kDa/26kDa
배송	아이스백