

Rabbit Anti-Human Tim-3/Havcr2 Mab For Flow Cytometry - Q8Tdq0

품목 번호: CM0010185



소개

접합 토끼 단일클론 항체로, 인간 TIM-3/HAVCR2 (CD366)를 표적합니다. 유세포분석법에 대해 검증되었으며, 이 시약은 면역학 및 면역종양학 연구를 위해 면역 세포의 TIM-3 검출을 가능하게 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human TIM-3/HAVCR2 mAb
비고/별칭	TIM3; CD366; KIM-3; SPTCL; TIMD3; Tim-3; TIMD-3; HAVcr-2
종	Human
GeneID (인간)	84868
면역원	인간 TIM-3/HAVCR2 (NP_116171.3)의 아미노산 22-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	Rabbit
카테고리	Monoclonal Antibodies
응용	FC
교차 반응성	Human
SWISS	Q8TDQ0
단백질 분자량	33kDa
배송	아이스 팩