

유세포측정용 토끼 항인간 Tim-3/Havcr2 단클론 항체 - Q8Tdq0

품목 번호: CM0009771



소개

인간 TIM-3/HAVCR2를 표적으로 하는 접합 토끼 단클론 항체로, 유세포측정(FC)에서 검증되었습니다. 면역 체크포인트 조절, T세포 고갈 및 암 면역치료 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

사양	세부 정보
제품명	토끼 항인간 TIM-3/HAVCR2 단클론 항체
비고/별칭	TIM3; CD366; KIM-3; SPTCL; TIMD3; Tim-3; TIMD-3; HAVcr-2
반응 종	인간
유전자 ID	84868
면역원	재조합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC(유세포측정)
교차 반응성	인간
SWISS	Q8TDQ0
단백질 분자량	33kDa
배송 방식	아이스백