

Rabbit Anti-Human Tim-3/Havcr2 Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - Q8Tdq0

품목 번호: CM0005164



소개

이 접합 토끼 단일클론 항체는 인간 TIM-3/HAVCR2 (CD366)를 표적으로 하며, T 세포, NK 세포 및 수지상세포의 면역 체크포인트 발현을 유세포 분석으로 분석하기에 최적화되어 있습니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Rabbit anti-Human TIM-3/HAVCR2 mAb
비고/별칭	TIM3; CD366; KIM-3; SPTCL; TIMD3; Tim-3; TIMD-3; HAVcr-2
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	84868
유전자 ID	84868
면역원	인간 TIM-3/HAVCR2 (NP_116171.3)의 아미노산 22-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션	FC
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	Q8TDQ0
단백질 분자량	33kDa
배송	아이스백