

토끼 항-인간 Tlr1 단일클론 항체(Fc용) - Q15399

품목 번호: CM0010184



소개

유세포 분석용으로 검증된 인간 TLR1(CD281)을 표적으로 하는 결합 토끼 단일클론 항체입니다. 세균성 리포펩타이드에 대한 선천면역 반응에 관여하는 톨유사수용체 1을 인식합니다. 면역학 및 감염성 질환 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	토끼 항-인간 TLR1 단일클론 항체
비고/별칭	TIL; CD281; rsc786; TIL. LPRS5
종	인간
GeneID(인간)	7096
GeneID	7096
면역원	합성 펩타이드: 인간 TLR1(NP_003254.2)의 아미노산 325-424에 해당하는 서열의 합성 펩타이드
항체 유래 동물	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	Q15399
단백질 분자량	90kDa
배송	아이스팩