

토끼 항-인간 Tlr1 단일클론 항체, Fc용 - Q15399

품목 번호: CM0008446



소개

인간 Toll-like 수용체 1(TLR1/CD281)에 대한 결합 토끼 단일클론 항체. 유세포 분석(FC)에 대해 검증되었으며, TLR2/TLR1 헤테로다имер 매개 리포펩타이드 인식을 통한 선천면역 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	토끼 항-인간 TLR1 mAb
비고/별칭	TIL; CD281; rsc786; TIL. LPRS5
종	인간
GeneID (인간)	7096
GeneID	7096
면역원	합성 펩타이드(인간 TLR1(NP_003254.2)의 아미노산 325-424 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드)
유래	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	Q15399
단백질 분자량	90kDa
배송	아이스팩