

유세포 분석(세포내)용 Rabbit Anti-Human Tnf-A 단일클론항체 - P01375

품목 번호: CM0005029

소개

로 접합된, 사람 TNF- α 를 표적으로 하는 토끼 단일클론항체로, 세포내 유세포 분석법에 대해 검증됨. 사람 TNF- α , 26 kDa 단백질에 특이적. 면역종양학 및 염증 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human TNF- α mAb
비고/별칭	DIF; TNFA; TNFSF2; TNLG1F; TNF-alpha
종	사람
유전자 ID (사람)	7124
면역원	사람 TNF- α (NP_002344.2)의 아미노산 77-233에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론항체
적용	FC (세포내)
교차 반응성	사람
SWISS	P01375
단백질 분자량	26kDa
배송	아이스백