


Rabbit Anti-Human Tnf-A Monoclonal Antibody For Intracellular Flow Cytometry - P01375

품목 번호: CM0004268



소개

세포내 유세포 분석(intracellular flow cytometry)에 대해 검증된 접합 토끼 단일클론 항체로, 인간 TNF-α를 타겟으로 합니다. 26 kDa 단백질을 검출합니다. 사이토카인 연구 및 면역 반응 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	세부 정보
제품명	Rabbit anti-Human TNF-α mAb
비고/별칭	DIF; TNFA; TNFSF2; TNLG1F; TNF-alpha
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	7124
면역원(Immunogen)	인간 TNF-α (NP_002344.2)의 아미노산 77-233에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	FC (intra)
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	P01375
단백질 분량	26kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)