

Rabbit Anti-Human Tnfrsf10D/Trailr4 Monoclonal Antibody For Fc - Q9Ubn6

품목 번호: CM0009360

소개

유세세분석(Flow Cytometry)을 위한 접합 토끼 단일클론 항체로, 인간 TNFRSF10D/TRAILR4 (decoy receptor 2)를 표적합니다. 세포자멸사 및 TRAIL 신호 전달 연구에 적합합니다. 인간(Human)과 교차 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human TNFRSF10D/TRAILR4 mAb
비고/별칭	DCR2; CD264; TRUNDD; TRAILR4; TRAIL-R4
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	8793
GeneID	8793
항원(Immunogen)	인간 TNFRSF10D/TRAILR4 (NP_003831.2)의 아미노산 56-211에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	FC
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	Q9UBN6
단백질 분자량	42kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)