

토끼 항인간 Trem1 단클론 항체 (Fc용) - Q9Np99

품목 번호: CM0009396



소개

유세포 분석에 검증된 인간 TREM1 (CD354)에 특이적인 접합 토끼 단클론 항체입니다. 선천성 면역, 염증 반응 및 골수 세포 신호 전달 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	토끼 항인간 TREM1 mAb
비고/별칭	CD354; TREM-1
반응 종	인간
유전자 ID (인간)	54210
유전자 ID	54210
면역원	인간 TREM1 (NP_061113.1)의 아미노산 21-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	Q9NP99
단백질 분자량	18kDa/26kDa
배송	아이스 팩