

유세포 분석용 Rabbit Anti-Human Trop-2 단일클론 항체() - P09758

품목 번호: CM0009588



소개

이 접합된 Rabbit 단일클론 anti-human TROP-2 항체입니다. 유세포 분석을 통해 종양 관련 칼슘 신호 전달체 2를 검출합니다. 태반 및 채장암에서 발현됩니다. IVD 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human TROP-2 mAb
비고/별칭	EGPI; GP50; MISI; EGP-1; TROP2; GA7331; GA733-1
종	Human
GeneID	4070
면역원	인간(NP_002344.2)의 아미노산 27-274에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
유래	Rabbit
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	Human
SWISS	P09758
단백질 분자량	35kDa
배송	아이스팩