

토끼 항-인간 Trop-2 단일클론 항체(유세포 분석용) - P09758

품목 번호: CM0010595



소개

유세포 분석용 인간 TROP-2(TACSTD2)를 표적으로 하는 접합 토끼 단일클론 항체입니다. IVD 분석법 개발 및 종양 항원 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	세부 정보
제품명	토끼 항-인간 TROP-2 mAb
비고/별칭	TACSTD2; EGP-1; EGP1; GA733-1; GA7331; GP50; MIS1; TROP2; 종양 관련 칼슘 신호 전달체 2
종	인간
유전자 ID(인간)	4070
면역원	인간 TROP-2의 아미노산 27~274에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_002344.2)
숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	인간
SWISS	P09758
단백질 중량	35kDa
배송	아이스백