

Rabbit Anti-Human Trop-2 Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - P09758

품목 번호: CM0005300



소개

접합 토끼 단일클론 항체로, 인간 TROP-2 (TACSTD2)를 표적하며 유세포 분석(Flow Cytometry)에 대해 검증되었습니다. 태반 및 채장 암세포를 포함한 인간 시료의 종양 항원 발현 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human TROP-2 mAb
비고/별칭	EGP1; GP50; M1S1; EGP-1; TROP2; GA7331; GA733-1
종(Species)	Human (인간)
유전자 ID	4070
면역원	인간 (NP_002344.2)의 아미노산 27-274에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질.
공급원	Rabbit (토끼)
카테고리	Monoclonal Antibodies (단일클론 항체)
애플리케이션	FC (유세포 분석)
교차 반응성	Human (인간)
SWISS	P09758
단백질 분자량	35kDa
배송	아이스 팩